

# 口袋实验箱与平台账户 绑定方法


(东南大学用户)

因各大浏览器安全策略更新，口袋实验设备与帐号绑定的操作方法有变化，步骤如下


以下操作需要将上位机软件更新到2.15.44版本  
登陆报告系统在"软件下载"页面下载软件



打开上位机软件，选择“交互平台”菜单登陆。




服务器列表选择“东南大学”，输入用户名和密码登录。



用户名、密码和实验报告系统数据一致，忘记密码须请任课老师重置成初始学号密码。

点击“绑定设备”绑定口袋实验箱。




注：

- 1、若显示设备已绑定的，请联系管理员清除旧数据再重新尝试绑定；
- 2、绑定成功后建议重启上位机软件。

# 绑定结果检查



## 1、仪器界面

如果显示不是自己的学号，将软件关闭重启。




## 2、电子实验报告系统资源管理界面

### Step1: 截图上传



Step2: 登录系统<http://seu.jiaozuoye.online>资源管理-来自口袋仪器”查看



注:

- 1、上传成功的截图显示学号及时间戳水印;
- 2、如果是使用本人绑定设备上传截图的, 水印为蓝色, 否则显示红色。